

IriScope Wireless (MEDLW4R)



Merk: Dino-Lite Medical
Productcode: MEDLW4R

Korte omschrijving

1.3 Megapixel resolution

Make detailed pictures of the Iris

10-20x Magnification

Wireless

Medical Device Class 1

Omschrijving

The IriScope Wireless (MEDLW4R) offers a new, fast and easy way to make pictures of eyes. The IriScope Wireless has 2x2 LED's (white/yellow) that illuminate the side of the eye which reduces the reflections in the image as well as the discomfort by bright light. The yellow LED's provide better images of dark irises. The images have a maximum resolution of 1.3 Megapixel.



USB 2.0



Switchable
white/yellow
LEDs



Adjustable
~10-20x



Magnification
lock



1.3 megapixel
1280 x 1024



Wireless

Specificatie

Verlichting

Licht / LED-type	White/ Yellow
Aantal leds	2+2
LED aan / uit schakelbaar:	Yes
Infrarood filter	IR cut-filter >650 nm
Diffusor beschikbaar	No
Polarisator	No
Optiek	
Magnification	10-20x
Type lens	Glass with anti-reflection coating
Sensor	
Sensortype	CMOS
Resolutie	1.3 Megapixel (1280x1024)
Maximale framesnelheid	30 fps
Compatibiliteit	
Interface	USB 2.0
Besturingssysteem	Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up
Software	DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Ondersteunde beeldformaten (Windows)	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Ondersteunde videoformaten (Windows)	WMV, FLV, SWF
Ondersteunde beeldformaten (MacOS)	JPEG, PNG
Ondersteunde videoformaten (MacOS)	MOV
Beeldvormingsnormen	DirectShow, UVC
Wifi	Yes
Behuizing	
Materiaal van de behuizing	Composite/plastic housing
Vergrotingslot	Yes
Afmetingen	10.5cm (L) x 3.2cm (D)
Gewicht	95 g
Kabellengte	1.8m
Kenmerken	
Bijzonderheid	No
Meting	No
Kalibratie	No
Microtouch-sensor	Yes
Informatie	
Inhoud van de verpakking	Microscope, carry pouch, software CD, user manual

Garantie-informatie	2 years European warranty
Regelgevende goedkeuring	Medical Device Class 1 – Medical Devices Regulation (EU) 2017/745
Prijsklasse	€900,00 - €1100,00

Product galerij

